

Tgb-Nr:
Eingang:
Angenommen von:

**Probenbegleitschein zur Untersuchung von Wildvögeln  
bzw. Tupferproben auf Geflügelpest / Vergiftungsverdacht**

**Probennehmer**

(Name, Adresse und Faxnummer für Befundübermittlung nötig)

**zust. Veterinäramt:**

(Stempel)

Bankverbindung : DE \_\_\_\_\_  
IBAN

Probenmaterial:  Kloaken-Tupfer  kombinierter Rachen-/Kloaken-Tupfer  Trachea-Tupfer  
 Rachen-Tupfer  Kotprobe  Blutprobe  Organprobe: \_\_\_\_\_  
 gesamter Tierkörper

**Zustand:**  frisch tot aufgefunden  länger tot aufgefunden  Tierfraß  skelettiert  
 krank erlegt, Beschreibung der Krankheitserscheinungen: \_\_\_\_\_  
 lebend  erlegt  lebend aufgefunden mit Krankheitserscheinungen: \_\_\_\_\_

**Vergiftungsverdacht:**  \_\_\_\_\_  kein  
 Restriktionsgebiet:  Sperrbezirk  Überwachungsgebiet

**Fundort:**

PLZ \_\_\_\_\_ Gemeinde \_\_\_\_\_ Ortsteil (ggf. auch Straße und Hs.-Nr.) \_\_\_\_\_ Stadt-/Landkreis \_\_\_\_\_

**Aufgefunden / gefangen / erlegt**

am: \_\_\_\_\_ Unterschrift, Datum \_\_\_\_\_

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Untersuchungsamtes nicht auszugsweise vervielfältigt werden. 02/2006 Prüfbericht (gemäß QS)

Lfd. Nr.*	Vogelart ggf. Ring-Nr., Besonderheiten	Prämierung erfüllt	Ergebnis:					
			Influenza A - Antigen (M-PCR)	Influenza A Subtyp (real-time-PCR)		* Untersuchung auf Antikörper		
				H5	H7	EIA	HAH H5	H7
1		<input type="checkbox"/>						
2		<input type="checkbox"/>						
3		<input type="checkbox"/>						
4		<input type="checkbox"/>						
5		<input type="checkbox"/>						
6		<input type="checkbox"/>						
7		<input type="checkbox"/>						
8		<input type="checkbox"/>						
9		<input type="checkbox"/>						
10		<input type="checkbox"/>						

\* laufende Proben-Nr. auf dem Tupferröhrchen vermerken!!  
**HINWEIS:** Bitte unbenutzte Tupferröhrchen nicht der Sonnenbestrahlung aussetzen und max. bei 25°C lagern. Am besten im Kühlschrank aufbewahren. Nach der Entnahme umgehend **per Express übersenden**. Eine Kühlung der Proben wird auch bei Expressversand empfohlen (Styroporkästchen + Kühlakku). Sollte der Versand der Proben erst am nächsten Tag erfolgen können, sind die Kloakentupfer unbedingt bei Kühlschranktemperatur zu lagern. Die Zeitspanne zwischen der Entnahme und dem Ansetzen der Proben im Untersuchungsamt sollte max. **48 Stunden** betragen.

- CVUA Stuttgart, Schaflandstr. 3/2, 70736 Fellbach
- CVUA Karlsruhe, Weißenburgerstr.3 76187 Karlsruhe
- CVUA Freiburg, Am Moosweiher 2, 79108 Freiburg
- STUA-Diagnostikzentrum, Löwenbreitestr. 18/20, 88326 Aulendorf

Voraussetzungen für eine Prämierung:  
 sind erfüllt (n= )  sind nicht erfüllt

Befunddatum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_